

Перечень закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Наименование	Техническая характеристика	Количе	сумма
Фиксаж 20 л	Фиксаж , на 20л раб.раствора- концентрированный раствор для обработки рентгеновских плёнок в проявочном процессоре Кодак-102. Упаковка включает :1 большую пластиковую емкость с концентрированным раствором А и одну с концентрированным и растворами В для приготовления 20 литров рабочего раствора	5	32500
Проявитель 20л	Проявитель , на 20л раб.раствора - концентрированный раствор для проявки рентгеновских плёнок в проявочном процессоре Кодак-102. Упаковка включает :1 большая пластиковая емкость с концентрированным раствором А и по одной с концентрированным раствором В и С для приготовления 20 литров рабочего раствора	10	102000
Пленка рентгеновская зеленочувств-я	Универсальная зеленочувствительная радиографическая пленка для общей рентгенологии с широким спектром применения. Рентгеновская пленка (зелено - чувствительная) Рентгеновская пленка общего назначения Высокая оптическая плотность и низкий уровень вуали обеспечивают высокую контрастность Средняя чувствительность, S не менее 360, средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) – 2.8 Содержание нитрата серебра, (г\м ² Ag NO3) – не менее 7.5 Толщина подложки PET (микрон) -175 размер 18*24	5	36000
Пленка рентгеновская зеленочувств-я	Универсальная зеленочувствительная радиографическая пленка для общей рентгенологии с широким спектром применения. Рентгеновская пленка (зелено - чувствительная) Рентгеновская пленка общего назначения Высокая оптическая плотность и низкий уровень вуали обеспечивают высокую контрастность Средняя чувствительность, S не менее 360, средний градиент G (коэффициент контрастности в единицах ISO) – 2.8 Содержание нитрата серебра, (г\м ² Ag NO3) – не менее 7.5 Толщина подложки PET (микрон) -175 размер 35*35	5	100000
АЧТВ-ТЕСТ	Реагент ,лиофильно высушенный 4мл -7фл.,Кальция хлорида 0,025м раствор 10мл 3-фл.Один набор предназначен для 560 анализов плазмы крови арии расходе по 50 мкл реоентов на 1 анализ или 280 анализов плазмы крови при расходе по 100мкл реоентов на один анализ.	2	46000
Соль для ванн	Фитосоль 400,0д/ванн Антицеллюлит	10	6450

Соль для ванн	Фитосоль 400,0д/ванн Здоровые ножки	10	6450
Соль для ванн	Фитосоль 400,0 д/ванн От простуы	10	6450
Соль для ванн	Фитосоль для д/ванн ромашка с чередой	10	6450
итого		67	342300

Дәріхана меңгерушісі:



Атабаева Д.М.